

Face Shield EP03, Model B

Poista suojakalvot visiirin etu- ja taka pinnoilta.

Ta bort skydds filmerna från de främre och bakre ytorna på visiret.

Please remove the protective membrane on both sides of the shield.

[FI] KÄYTTÖOHJEET

Käyttö

Suojaa nestepisaroilta ja roiskeilta Covid-19 pandemian aikana.

Säilytys

Säilytä tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa. Kuivassa, viileässä ja ilmastoidussa paikassa.

Pesu ja desinfiointi

Tämä tuote ei ole steriili. Puhdista tuote:

- Vesi: Haalealla vedellä, tarvittaessa voit käyttää mietoa saippuaa. Huuhtelee puhtaalla vedellä, kuivaa pehmeällä sienellä tai puuvillakankaalla tai vastaavalla.
- Desinfiointi: Desinfioi pinnat tuotteilla jotka sisältävät (Etanolia 50-80%). Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai teräviä esineitä

Rikkoutuminen ja huolto

Naarmuuntunut tai muuten vahingoittunut tuote tulee hävittää. Muuten tuote on huoltovapaa.

Säilytys käyttökertojen välissä

Tuote on herkkä naarmuuntumaan kun suojakalvo on poistettu. Vältä suoraan auringonvaloa, sillä UV säteily lyhentää tuotteen käyttöikää.

Uudelleen käyttö

Tämä tuote on hyväksytty uudelleen käytettäväksi ja pestäväksi. Oikeissa olosuhteissa tuote säilyy useita kuukausia. Käytöstä riippuen tuotteen käyttöikä voi vaihdella. Kun visiiri menettää läpinäkyvyyden tai tuntuu epähygieenistä, tulee se hävittää. Päätöksen hävittämisestä tekee visiirin käyttäjä.

Kierrätys

käsitellään muovijätteenä.

Valmistaja

Guilin Refine Medical Instrument Co. Ltd.

No.8-3, Information Industrial Park, High-Tech Zone, Qixing District, Guilin, Guangxi, 541004, P.R. China

Maahantuonti ja markkinointi

Huippu Group Oy, www.hg-hygienic.fi, Puh. +358 50 441 4539 / +358 50 4904065

Sertifiointi

CE-approved. Tested according to EN 166:2001 The EU type control is carried out by UL International (Netherlands) B.V. Westervoortsedijk 60, 6827AT Arnhem, The Netherlands. Notified Body no. : 2821

Allergia

Tämä tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion herkille henkilöille.

[EN] INSTRUCTIONS

Purpose and protection

The product is intended to protect against drip contamination during the Covid-19 Pandemics.

Storage and minimum durability

Store the product in its carton. Avoid exposing the product to direct sunlight during storage.

Disinfection and cleaning

The product is not sterile. Clean with:

- Water: Lukewarm water with the addition of a neutral detergent. Rinse afterwards with clean water and dry with a soft sponge, wool cloth or similar.
- Disinfection: Surface disinfection (Ethanol 50-80%)

Never use sharp objects to close or dirt.

Storage between uses

The product is sensitive to scratches after the protective film has been removed. If possible, avoid direct sunlight as UV light shortens the life of the product.

Damage, maintenance and service

Scratched or damaged product should be discarded. Otherwise, the product requires no maintenance.

Reuse

The product is approved to clean and reuse. Under the right conditions, the product's service life is several months, even with frequent use. Depending on handling, the service life can be both shorter and longer. When the product loses its transparency or feels unhygienic, it should always be discarded. It is always up to the user to decide when to dispose of it.

Recycling

Sorted as plastic packaging.

Manufacturer

Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd.

No.8-3, Information Industrial Park, High-Tech Zone, Qixing District, Guilin, Guangxi, 541004, P.R. China

Importer and marketing

Huippu Group Oy, www.hg-hygienic.fi, Puh. +358 50 441 4539 / +358 50 4904065

Certification

CE-approved. Tested according to EN 166:2001 The EU type control is carried out by UL International (Netherlands) B.V.

Westervoortsedijk 60, 6827AT Arnhem, The Netherlands

Notified Body no. : 2821

Allergy

The product may cause an allergic reaction in susceptible persons.

[SE] BRUKSANVISNING

Ändamål och skydd

Produkten är avsedd att skydda mot droppsmitta.

Lagerhållning och minsta hållbarhet

Förvara produkten i sin kartong. Undvik att utsätta produkten för direkt solljus under förvaring.

Desinfektion och rengöring

Produkten är inte steril. Rengör med:

- Vatten: Ljumat vatten med tillsatts av ett neutralt rengöringsmedel. Skölj efteråt med rent vatten och torka med mjuk svamp, ylletrasa eller liknande.
- Desinfektion: Ytdesinfektion (Etanol 50-80%)

Använd aldrig vassa föremål för att avlägsna stänk eller smuts.

Förvaring mellan användningar

Produkten är känslig för repor efter att skyddsfilmen har avlägsnats. Undvik om möjligt direkt solljus då UV-ljus förkortar produktens livslängden.

Skador, underhåll och service

Repipt eller skadad visir ska alltid kasseras. Produkten kräver i övrigt inget underhåll.

Återanvändning Produkten är godkänd att rengöra och återanvända.

Under rätt förhållande är produktens livslängd flera månader även vid frekvent användning. Beroende på hantering kan livslängden både vara kortare och längre. När produkten förlorar sin transparent eller känns ohygienisk ska den alltid kasseras.

Återvinning

Sorteras som plastförpackning.

Tillverkare

Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd.

No.8-3, Information Industrial Park, High-Tech Zone, Qixing District, Guilin, Guangxi, 541004, P.R. China

Importör

Certifiering & certifieringsorgan

CE-gadkänd. Provad enligt EN 166:2001 EU-typkontrollen är genomförd av UL International (Netherlands) B.V. Westervoortsewijk 60, 6827AT Arnhem, The Netherlands

Anmält organ nr. 2821

Allergi

Produkten kan orsaka allergisk reaktion hos känsliga personer.